

REF 600-3	30x1.7mL	EXP 2024-02-20	LOT 3EF9183	更新日期： 2020-06
				1 / 1

批号：3EF9183				
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Ca)钙				
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.79	0.63-0.95	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.76	0.6-0.92	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.78	0.64-0.92	
(Cl)氯				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	132	108-156	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	133	109-157	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	126	102-150	
(K)钾				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	5.83	4.75-6.91	
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.89	4.83-6.95	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	4.67-6.71	
(Na)钠				
IL Gem Premier 3000 series IL \ ICP-MS	mmol/L	161	133-189	
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	159	131-187	
Radiometer AQT Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	156	128-184	
(PCO2)二氧化碳分压				
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	17.8	14.5-21.1	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	15.9	13.1-18.7	
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	17.5	14.3-20.7	
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	18.9	15.5-22.3	
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	mmHg	17.3	14.1-20.5	
(pH)酸碱度				
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.78	6.36-9.2	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.58	6.16-9	
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.68	6.26-9.1	
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	No Units	7.72	6.3-9.14	
(PO2)氧分压				
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	147	121-173	
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	141	115-167	
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	157	131-183	
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	142	116-168	
Radiometer AQT Series Dedicated \ Electrode	mmHg	133	107-159	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。